



Paniers supérieurs et inférieurs pour PG 8581 & PG 8591

Supports et filtres



A 105 Panier supérieur/à injection

- Côté gauche pour divers compléments
- Côté droit pour grilles de support et 22 buses d'injection réglables en hauteur
- Séchage intérieur actif des turbines, pièces à main et contre-angles
- 5 x buses de lavage E 336, par exemple pour aspirateurs chirurgicaux
- Tuyau de filtration A 800 compatible avec chacune des deux barres d'injection (non fourni)
- Bras de lavage intégré
- H 202, l 528, P 528 mm



A 102 Panier supérieur

- Ouverture frontale
- Pour divers compléments
- Réglable en hauteur
- Hauteur de chargement : 205 +/- 30 mm
- Bras de lavage intégré
- H 206, l 528, P 527 mm



A 151 Panier inférieur

- Pour paniers à mailles DIN et divers compléments
- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur choisi
- H 88, l 529, P 522 mm



A 801

- Adaptateur pour utilisation de AUF 1 et AUF 2 en combinaison avec A 105



A 800 Tuyau de filtration

- Pour utilisation dans panier supérieur A 105



A 804 Brosse de nettoyage

- Pour le traitement manuel du tuyau de filtration A 800

A 803 Support pour instruments rotatifs

- Pour le traitement d'instruments rotatifs dans le panier supérieur A 105 en association avec le tuyau de filtration A 800
- Convient aussi bien pour les pièces à main et contre-angles que pour les turbines

UBS 3 Kit de modification (non représenté)

- Pour utilisation du panier supérieur O 177/1 dans PG 8581 ou PG 8591
- Modification du panier supérieur réalisée par le service après-vente


Complément	N° matériel	Code Art.
A 105 Panier supérieur/à injection	9862390	69.6105.00
A 102 Panier supérieur	9960700	69.6102.00
A 151 Panier inférieur	9960710	69.6151.00
A 800 Tuyau de filtration (utilisation dans A 105)	9960680	69.6800.00
A 803 support pour instruments rotatifs (utilisation dans A 105)	9863100	69.8030.00
A 804 Brosse de nettoyage (utilisation avec A 105 et A 800)	9960720	69.6804.00
A 801 Adaptateur (utilisation AUF 1/2 avec A 105)	9862940	69.3801.00
UBS 3 Kit de modification	10131110	69.2150.16

Paniers supérieurs et inférieurs pour G 7831




O 801/2 Panier supérieur / à injection

- Moitié avant et arrière pour support de compléments, hauteur de chargement 200 mm
- Axe médian avec grille de support, pour instruments creux (par ex. pour système d'aspiration), 10 supports en silicone et 10 gicleurs Ø 4,0 mm, L 30 mm
- 6 supports utilisables pour pièces à main / turbines / contre-angles (AUF 2)
- Condition préalable : dosage liquide
- Hauteur de chargement : 175 mm
- Bras de lavage
- H 267, I 381, P 475 mm




O 800/1 Panier supérieur

- Pour divers compléments
- Hauteur de chargement : 200 mm
- Bras de lavage
- H 270, I 381, P 475 mm



U 800 Panier inférieur

- Pour divers compléments
- Dimensions de chargement : I 325, P 485 mm
- Hauteur de chargement pour combinaison avec panier supérieur
O 800/1 env. 295 mm
O 801/2 env 270 mm
- H 62, I 385, P 505 mm



Art.	G 7831	PG 8581	PG 8591	N° matériel	Code Art.
Panier supérieur 800/1	•			4657890	69.1800.01
Panier supérieur 801/2	•			5290520	69.1801.03
Panier inférieur 800	•			4660930	69.1800.02

Compléments



E 197 Complément 1/6 panier à mailles

- Pour support d'instruments
- Plaque de tôle avec largeurs de mailles suivantes :
fond 3 mm, côtés 1,7 mm, dessus 8 mm
- Stérilisable à la vapeur à 121°C/134°C
- H 42, l 150, P 225 mm



E 363 Complément 1/6 panier à mailles

- Largeur des mailles 1 mm, avec couvercle
- sans supports pour fixation des instruments
- H 55, l 150, P 225 mm



E 198 Complément 1/2

- Pour 6 paniers à mailles / haricots
- 7 supports (6 compartiments)
H 160, écart 66,5 mm
- H 160, l 180, P 495 mm



E 807 Complément

- Pour 3 paniers à mailles / haricots
- 4 supports (3 compartiments)
H 165, écart 68 mm
- H 144, l 140, P 290 mm



E 802/1 Complément

- Pour instruments, à la verticale
- 3 supports plastiques
8 compartiments
env. 30 x 28 mm
8 compartiments
env. 16 x 28 mm
15 compartiments
env. 16 x 20 mm
- H 113, l 163, P 295 mm



E 337/1 Complément 2/5

- Pour instruments, à la verticale
- 4 supports plastiques
12 compartiments
env. 22 x 28 mm
4 compartiments
env. 25 x 28 mm
48 compartiments
env. 13 x 14 mm
- H 113, l 173, P 445 mm

Complément	G 7831	PG 8581	PG 8591	Panier supérieur	Panier inférieur	Utilisation	N° matériel	Code Art.
E 197	•	•	•	•	•		7984090	68,5197,01
E 363	•	•	•	•	•		3149790	69,5363,01
E 198		•	•		A 151		7984040	68,5198,01
E 807	•	•	•	Panier supérieur 801/2, Panier supérieur 800/1	Panier inférieur 800		7984220	69,5807,01
E 802/1	•	•	•	Panier supérieur 802/1, Panier supérieur 800/1	Panier inférieur 800		7984170	69,5802,02
E 337/1		•	•	A 102, A 105	A 151		7984130	69,5337,02

Compléments



E 130 Complément 1/2

- Pour 10 plateaux
- 11 supports (10 compartiments)
H 170, écart 35 mm
- H 180, l 180, P 445 mm



E 523 Complément 1/2

- Pour cassettes
- 7 supports (6 compartiments)
H 145, écart 50 mm
- H 151, l 220, P 450 mm



E 339/1 Complément 3/5

- Pour 13 parties inférieures de boîtes/ plateaux
- 14 supports (13 compartiments)
H 295, écart 37 mm
- Taille max. des plateaux 290 x 20 mm
- H 115, l 305, P 498 mm



E 378 complément 1/1 panier à mailles

- Plaque de tôle, largeur de maille 1,7 mm
- 2 poignées de transport
- H 80 + 30, l 460, P 460 mm



E 379 Complément 1/2 panier à mailles

- Plaque de tôle, largeur de maille 1,7 mm
- 2 poignées de transport
- H 80 + 30, l 180, P 445 mm



E 806/1 Complément

- Pour 8 parties inférieures de boîtes/ plateaux
- 9 supports (8 compartiments)
- Taille max. des plateaux 290 x 30 mm
- H 114, l 305, P 348 mm

Complément	G 7831	PG 8581	PG 8591	Panier supérieur	Panier inférieur	N° matériel	Code Art.
E 130		•	•		•	2648950	69.5130.01
E 523		•	•		•	5649700	69.5523.01
E 339/1		•	•		•	9233840	69.5339.02
E 378		•	•		•	3203530	69.5378.01
E 379	•	•	•	• (uniquement PG 8581 & PG 8591)	•	3203500	69.5379.01
E 806/1	•				U 800	9013220	69.5806.03

Compléments




E 430/1 Complément 1/3 panier à mailles

- Pour support d'instruments
- Plaque de tôle, largeur de maille 5 mm
- H 40, l 150, P 445 mm



E 441/1 Complément 1/4

- Panier à mailles pour micro-instruments
- Plaque de tôle avec largeur de mailles 1,7 mm, côtés fermés, superposable
- Répartition interne avec 6 traverses réglables pour un stockage prudent des instruments
- Stérilisable à la vapeur à 121 °C/134 °C
- H 60, l 183, P 284 mm



E 413 Complément 1/1

- Utilisable dans panier supérieur A 105 (les adaptateurs sont disponibles auprès de Sirona)
- Pour 6 tuyaux d'aspiration système Sirona
- H 205, l 390, P 450 mm



E 520 Complément

- Pour 18 extracteurs de racine
- Rabattable
- Stérilisable à la vapeur à 121 °C/134 °C
- H 45, l 75, P 30 mm



E 147/1 Complément 1/2

- Pour 10–12 gobelets, Ø 80 mm max.
- Rilsanisé
- H 155, l 220, P 455 mm



E 801/1 Complément

- Pour 8 gobelets, Ø 75 mm max.
- Rilsanisé
- H 155, l 200, P 320 mm



E 521/2 Complément

- Pour 7 pinces d'extraction ou d'orthodontie
- Taille des compartiments 21 x 80 mm
- H 135, l 100, P 189 mm



E 522/1 Complément

- 9 supports pour porte-empreintes
- H 140, l 100, P 190 mm

Complément	G 7831	PG 8581	PG 8591	Panier supérieur	Panier inférieur	N° matériel	Code Art.
E 430/1	•	•	•	•	•	6643200	69.7430.03
E 441/1	•	•	•	•	•	5988240	69.5441.02
E 413		•	•	A 105		3810180	68.7413.01
E 520	•	•	•	•	•	5409080	68.5520.01
E 147/1		•	•	•	•	4746620	68.5147.03
E 801/1	•			•	•	5673820	68.5801.02
E 521/2	•	•	•	•	•	7476430	68.5521.03
E 522/1	•	•	•	•	•	6697010	68.5522.02

Compléments



E 473/1 Complément

- Filtre avec couvercle pour petites pièces
- A suspendre dans paniers à mailles
- H 85, l 60, P 60 mm



E 491 Complément

- Utilisation pour instruments rotatifs
- Pour 18 fraises de turbines
- Pour 30 contre-angles
- H 53, l 70, P 120 mm

Des fabricants renommés recommandent le traitement d'instruments rotatifs dans les laveurs-désinfecteurs Miele.



KaVo. Dental Excellence.



Complément	G 7831	PG 8581	PG 8591	Panier supérieur	Panier inférieur	N° matériel	Code Art.
E 473/1	•	•	•	•	•	5341570	69,5473,02
E 491	•	•	•	•	•	7600210	68,5491,01

Supports et filtres


Equipement de test



AUF 1

Pour G 7881 et G 7891

- Support pour instruments rotatifs dans panier supérieur O 177/1
- Comprend : joint, douille taraudée, bride de fixation, partie inférieure et supérieure du support, 5 pochettes de filtres



AUF 2

Pour G 7831

- Support pour instruments rotatifs dans panier supérieur O 801/2
- Comprend : joint, douille taraudée, bride de fixation, partie inférieure et supérieure du support, 5 pochettes de filtres



FP plaques de filtre pour AUF 1 et AUF 2

- 20 pièces
- Porosité 2
- Diamètre 30 mm



ADS 1 Adaptateur/Silicone pour AUF 1 et AUF 2

- Adaptateur pour support d'instruments rotatifs
- Pour pièces à main et contre-angles / turbines d'un Ø de 20 mm env.
- blanc



TK/1 Kit test

- Mesure de la contamination protéique pour le contrôle de nettoyage d'instruments chirurgicaux
- Permet de réaliser 48 tests
- Avec bandelettes code-barres pour réflectomètre (réflectomètre non fourni)
- Disponible auprès du service après-vente (N° T 6157330)



ProCare ProteinCheck

- Test pour la détection de résidus de protéines après la désinfection thermique
- Preuve de résidus de protéines et d'évaluation qualitative
- Application précise avec stylo indicateur
- Temps d'exposition de 3 minutes seulement
- 3 stylos par unité d'emballage

ADS 2 Adaptateur/Silicone pour AUF 1 et AUF 2

- Adaptateur pour support d'instruments rotatifs
- Pour pièces à main et contre-angles / turbines d'un Ø de 16 mm env.
- vert

ADS 3 Adaptateur/Silicone pour AUF 1 et AUF 2

- Adaptateur pour support d'instruments rotatifs
- Pour pièces à main et contre-angles / turbines d'un Ø de 22 mm env.
- rouge

Complément	G 7831	PG 8581	PG 8591	Panier supérieur	Panier inférieur	Utilisation	N° matériel	Code Art.
AUF 1		•	•	Panier supérieur 177/1			5159510	68.5511.01
AUF 2	•			Panier supérieur 801/2			5282470	68.5517.01
FP						AUF 1/AUF 2	6059480	69.7512.01
ADS 1, 20 mm Ø						AUF 1/AUF 2	5159530	68.7513.01
ADS 2, 16 mm Ø						AUF 1/AUF 2	5159540	68.7514.01
ADS 3, 22 mm Ø						AUF 1/AUF 2	5159550	68.7515.01
ProCare Protein Check							9635510	disponible auprès du service après-vente
TK/1 Kit test pour la mesure de contamination protéique							6157330	disponible auprès du service après-vente

Socles



UG 30-60/60-85 Socle

- Compatible PG 8581 et PG 8591
- Socle inox, à visser à l'appareil
- H 300, l 600, P 600 mm



UG 30-90/60-85 Socle

- Compatible PG 8581 et PG 8591 couplé au PG 8595 ou PG 8596
- Socle inox, à visser à l'appareil
- H 300, l 900, P 600 mm

Désignation	N° matériel	Code Art.
UG 30-60/60-85	10087350	69.3060.01
UG 30-90/60-85	10087360	69.3090.01

Accessoires pour le dosage des produits chimiques



PG 8596 Armoire de rangement pour dosage

Armoire de rangement pour produits chimiques et modules de dosage

- H 835 (820), l 300, P 600 mm
- Compatible avec PG 8581, PG 8591
- Appareil posable/encastrable
- Armoire de rangement à porte amovible
- Carrosserie blanche ou inox au choix
- Dimensions intérieures :
H 690/380/285 mm
(tiroir supérieur démonté/inférieur/tiroir supérieur), l 250 mm, P 555/425 mm
(sans/avec récipient collecteur et modules de dosage)

Chargement sur 2 niveaux:

Tiroirs coulissants sur rails de guidage télescopiques avec récipient collecteur pour bidons de produits chimiques

Dimensions des bidons (L x l x H)

Peut contenir jusqu'à 6 bidons de 5 l (245 x 145 x 225 mm*).

Le tiroir du bas permet aussi d'intégrer de plus grands bidons :

2 à 10 l : 140 x 193 x 307 mm

2 à 10 l : 223 x 203 x 321 mm

2 à 10 l : 229 x 193 x 323 mm

2 à 10 l : 194 x 204 x 353 mm

1 à 20 l : 289 x 233 x 396 mm

1 à 25 l : 288 x 234 x 456 mm

* Possible uniquement avec module de dosage DOS K 85/1 avec tube d'aspiration court



DOS K 85 / 1 Module de dosage

- Pour produits détergents alcalins, liquides, désinfectants chimiques, agent neutralisant
- Pompe doseuse réglable via la commande électronique de l'appareil
- Fonction de contrôle du dosage intégrée pour une sécurité de process conforme à la norme EN ISO 15883
- Canne d'aspiration courte (200 mm) pour bidon de 5 l avec contrôle de niveau de remplissage
- Longueur du câble d'alimentation 3,00 m
- Longueur du conduit d'aspiration : 1,80 m



DOS K 85 Module de dosage

- Identique à DOS K 85/1
- Toutefois canne d'aspiration de 300 mm pour bidons de 5 et 10 l (canne d'aspiration longue)
- Option : kit d'adaptation (N° 5 45 80 34) pour canne d'aspiration (réservoirs de 10 à 30 litres) disponible sur demande auprès du service après-vente

Désignation	N° matériel	Code Art.
PG8596 D AW Armoire carrosserie blanche pour doseurs DOS	10087330	69.8596.01
PG8596 D AE Armoire carrosserie inox pour doseurs DOS	10087340	69.8596.02
DOS K 85/1	09961080	69.7470.51
DOS K 85	09961070	69.7470.50