

SARAYA Europe

**Distributeur automatique /
Distributeur manuel**

**UD-9000
MD-9000**

3 SOLUTIONS

Liquide • Mousse • Gel



- Elimine tout risque de contamination croisée et améliore l'observance de l'hygiène des mains.
- Recharge simple et rapide grâce à nos recharges prêtes à l'emploi.
- Quantité de produit distribué réglable.
- Installation simple par adhésif double face ou vis.
- Appareil verrouillable.



UD-9000



Mur

Piles C x 4

Savon

Liquide / Mousse

Désinfectant

Spray / Gel

Code produit 64275

L152 mm x P100 mm x H290 mm

MD-9000

Mur

Manuel

Savon

Liquide / Mousse

Désinfectant

Spray / Gel

Code produit 64276

L152 mm x P100 mm x H293 mm

Les distributeurs UD-9000 et MD-9000 vous aident à éliminer tout risque de contamination croisée de façon rapide et efficace:

- S'utilisent avec du savon ou du désinfectant pour les mains.
- Large volume d' 1.2L.
- S'insèrent de façon discrète dans vos couloirs.
- Distribuent le produit de haut en bas pour une couverture efficace des mains.
- S'ouvrent avec une clé, pour un accès contrôlé.
- La pompe est intégrée à la cartouche afin de garantir l'absence d'encrassement.



Caractéristiques



	UD-9000W	UD-9000B	UD-9000CW	UD-9000CB	MD-9000W	MD-9000B
Couleur	Blanc	Noir	Blanc (design enfant)	Bleu (design enfant)	Blanc	Noir
Code produit	64275	64638	64636	64637	64276	64639
Source d'alimentation	Piles de type C x 4 (incluses)				Manuelle	
	Distributeurs automatiques (1 ou 2 dispense(s) par activation)				Distributeurs manuels	
Dimensions	L 152 x P 100 x H 290 mm				L 152 x P 100 x H 293 mm	
Contenu du carton	Manuel d'utilisation, clé, adhésif double face, vis, piles				Manuel d'utilisation, clé, adhésif double face, vis	
Accessoires (vendus séparément)	Support anti-goutte / IS-9000 / IS-9000M					
Consommables	Liquide / Mousse / Gel (n'utilisez que des produits recommandés par Saraya)					
Volume	1.2 L					



Sarasoft A

- Savon simple
- Sans parfum
- A base d'huile de coprah
- Contient des éléments hydratants pour lisser votre peau
- 1 cartouche de 1.2 L disponible pour une distribution hygiénique du produit
- L'embout est intégré à la cartouche de savon afin de garantir l'absence d'encrassement.



Sarasoft AG

- Savon simple
- Parfum pommes vertes
- A base d'huile de coprah
- Contient des éléments hydratants pour lisser votre peau
- 1 cartouche de 1.2 L disponible pour une distribution hygiénique du produit
- L'embout est intégré à la cartouche de savon afin de garantir l'absence d'encrassement.



Alsoft E

L'Alsoft E est une solution hydro-alcoolique pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Elle est composée d'ingrédients actifs à base de deux types d'alcools et de PHMB, ce qui garantit une efficacité sûre contre un large spectre de micro-organismes pour un effet longue durée, ainsi qu'une haute tolérance cutanée.

Accessoires



Support anti-goutte pour UD-9000 & MD-9000
Code produit : 64278

Si vous ne souhaitez pas installer les distributeurs sur vos murs vous pouvez alors utiliser un de nos stands :

- IS-9000 code produit 63723
- IS-9000M code produit 77515

Stand avec moniteur qui vous permet de montrer un film ou des photos. Cet article doit être utilisé avec l'Adaptateur secteur (Code produit 47002.)

IS-9000



IS-9000M



⚠ Précautions

- Veuillez contacter votre représentant commercial pour des informations plus détaillées sur nos produits.
- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez que des savons et désinfectants recommandés par Saraya.
- D'autres produits peuvent endommager l'appareil.

- En fonction de la qualité des imprimés, les produits peuvent apparaître différemment qu'indiqués dans la présente brochure.
- Les spécifications de l'appareil peuvent changer à tout moment sans préavis.

SARAYA Europe

Sint Annadreef 68 b, 1020 Bruxelles, Belgique

Tel +32/ 2 7902744 - Fax +32/ 2 4762587

E-mail: info@saraya-europe.com

www.saraya-europe.com